

Januar 2010

Autopsiesäge Standardmodell



30.218.20 Oszillierende Autopsiesäge, 220 V und 500 Watt.

- 1 Stück **30.210.50** Sägeblatt 50 mm
- 1 Stück **30.210.65** Sägeblatt 65 mm
- 1 Stück **30.212.09** Sägeblatt f. Autopsie 2-seitig
- 1 Paar Gabelschlüssel **30.212.02** zum Wechseln der Sägeblätter

Technische Daten:


Artikelnummer	:	30.218.20
Stromanschluss	:	230 V / 50-60 Hz,
Leistungsaufnahme	:	500 Watt
Regelbereich	:	6500 bis 24000 Osz./Min lastunabhängig
Schutzklasse	:	II nach VDE 0740 bzw. BF
Gewicht	:	1.500 gr
Netzkabel Länge	:	5 m

Nach EMV und EN60601-1-1, EN60601-1-2, IEC 60601-1-1, IEC 60601-1-2


Januar 2010

Sägeblätter für Autopsiesägen

Maßstab 1:1



30.210.50
50 mm Durchmesser



30.210.65
65 mm Durchmesser



30.212.09
Sägeblatt zweiseitig

Weitere Sägeblätter auf Anfrage