

Bühler-*ErgonoMIC*

Saug-/Spül-Instrumente für MIC
suction-/irrigation instruments for M.I.S

Ein komplettes System aus kombinierbaren Saug-/Spül-Instrumenten

Bühler-*ErgonoMIC* Saug-/Spül-Instrumente können in beliebigen Kombinationen zusammengestellt werden.

Nicht-reflektierende Arbeitsenden ermöglichen ein blendfreies Operieren. Alle Instrumente sind zum Reinigen an den vergoldeten Teilen zerlegbar. Dadurch werden Aufbereitungskosten erheblich reduziert. Sämtliche Kleinteile sind fest mit dem Instrument verbunden und damit gegen Verlieren gesichert.


Stellen Sie Ihr Saug-/Spül-Instrument für die MIC nach Ihren eigenen Wünschen zusammen. Weitere Details finden Sie auf den folgenden Seiten.

A complete system of suction-/irrigation instruments

Bühler-*ErgonoMIC* suction-/irrigation instruments can be combined to the surgeons needs.

The non-reflecting working ends avoid glare. All instruments can be dismantled for cleaning by unscrewing the gold parts. This fast and simple technique to dismantle and the secure way of automatic realignment reduces cost. All small parts are fixed to the instrument to avoid loss.


Build your suction-/irrigation instrument according to your needs. For further information see details on the following pages.



Bühler-ErgonoMIC

Saug-/Spül-Instrumente für MIC
suction-/irrigation instruments for M.I.S


10 mm



85.953.21

Saug-/Spül-Ventilgriff 10 mm "K"
(Trompetenventil) mit Anschluss für
Spülschlauch in **konischer**
Ausführung

*Suction-/irrigation handle 10 mm "K"
(trumpet valve) with **conical**
irrigation inlet*




85.953.23

Saug-/Spül-Ventilgriff 10 mm "LL"
(Trompetenventil) mit Anschluss
für Spülschlauch in **Luer-Lock**
Ausführung

*Suction-/irrigation handle 10 mm "LL"
(trumpet valve) with **Luer-Lock**
irrigation inlet*


Empfohlene Standard Saug-/Spülrohre.
Weitere Saug-/Spülrohre finden Sie auf der Seite 4.

Recommended standard suction-/irrigation tubes.
You can find further suction-/irrigation tubes on page 4.



85.953.35 Saug-/Spülrohr
Ø 5 mm x 330 mm, 4 x 4 Bohrungen

*Suction-/irrigation tube
Ø 5 mm x 330 mm, 4 x 4 holes*




85.953.39 Saug-/Spülrohr 10 mm
Ø 10 mm x 330 mm, 6 x 4 Bohrungen

*Suction-/irrigation tube
Ø 10 mm x 330 mm, 6 x 4 holes*

Bühler-ErgonoMIC

Saug-/Spül-Instrumente für MIC
suction-/irrigation instruments for M.I.S


5 mm



85.953.24

Saug-/Spül-Ventilgriff 5 mm "K"
(Trompetenventil) mit Anschluss für
Spülschlauch in **konischer**
Ausführung

*Suction-/irrigation handle 5 mm "K"
(trumpet valve) with **conical**
irrigation inlet*




85.953.25

Saug-/Spül-Ventilgriff 5 mm "LL"
(Trompetenventil) mit Anschluss
für Spülschlauch in **Luer-Lock**
Ausführung

*Suction-/irrigation handle 5 mm "LL"
(trumpet valve) with **Luer-Lock**
irrigation inlet*


Empfohlene Standard Saug-/Spülrohre.
Weitere Saug-/Spülrohre finden Sie auf der Seite 4.

Recommended standard suction-/irrigation tubes.
You can find further suction-/irrigation tubes on page 4.



85.953.35 Saug-/Spülrohr
Ø 5 mm x 330 mm, 4 x 4 Bohrungen

*Suction-/irrigation tube
Ø 5 mm x 330 mm, 4 x 4 holes*



85.953.00

Dichtung O-Ring für Saug-/Spül-Rohre
85.953.3X, 10 Stück im Beutel






*O-ring for suction-/irrigation probes
85.953.3X, 10 pcs in a PE-bag*

Bühler-ErgonoMIC

Saug-/Spül-Instrumente für MIC
suction-/irrigation instruments for M.I.S

Zuordnungsmatrix (X = Standard) / Organizing Matrix (X = Standard)

| Saug-/Spül-Ventil suction-/irrigation valve | 85.953.35 = 5 mm | 85.953.36 = 5mm | 85.953.37 = 5mm | 85.953.33 = 10mm | 85.953.39 = 10mm |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 85.953.21 | X | X | X | X | X |
| 85.953.23 | X | X | X | X | X |
| 85.953.24 | X | X | X | X | - |
| 85.953.25 | X | X | X | X | - |



Alle Saug-/Spülrohre. (Sonderlängen, z. B. für adipöse Patienten fertigen wir gerne auf Anfrage)
All suction-/irrigation tubes. (Longer Tubes, i. e. for bariatric surgery are available upon request)