


Der neue Bühler Klappen-Ventil-Trokar The new Buehler trap-door valve trocar

Wichtige Produktvorteile
Important advantages


- + das geringe Gewicht
 - + schnell und leicht zerlegbar
 - + einfache Klappenmechanik
 - + einfache Bedienung durch
Automatikklappe oder
manuelle Öffnung
-
- + the low weight
 - + quickly and easy to dismantle
 - + simple trap-door mechanics
 - + easy operation
because of automatical trap
or manual opening



mit Kegeldorn
with conical tip


mit Dreikantdorn
with pyramidal tip

Der neue Bühler Klappen-Ventil-Trokar
The new Buehler trap-door valve trocar



Klappen-Ventil-Trokar komplett
mit CO² Hahn und Dreikantdorn

Trap-door valve trocar with
CO² Trap, complete with pyramid tip










Klappen-Ventil-Trokar komplett
mit CO² Hahn und Kegeldorn

Trap-door valve trocar with
CO² Trap, complete with conical tip

	5,5 mm Ø	11 mm Ø	12,5 mm Ø
85.105.93	85.111.93	85.112.93	
85.105.95	85.111.95	85.112.95	

Der neue Bühler Klappen-Ventil-Trokar The new Buehler trap-door valve trocar

Ergänzungsteile / complementary parts			
	5,5 mm Ø	11 mm Ø	12,5 mm Ø
	85.105.81	85.111.81	85.112.81
	85.105.63	85.111.63	-----
	85.105.83	85.111.83	85.112.83
	85.105.85	85.111.85	85.112.85
	85.105.84	85.111.84	85.112.84
	85.105.89	85.111.89	85.112.89
	85.105.88	85.111.88	85.112.88

Klappen-Ventil-Trokar Hülse mit CO² Hahn
Trap-door valve trocar sleeve with CO² tap

Trokardorn mit Spitzenschutz für Klappen-Ventil-Trokar
Trocar with tipp-protection for trap-valve trocar

Dreikantdorn für Klappen-Ventil-Trokar
Pyramidal tip for trap-door valve trocar

Kegeldorn für Klappen-Ventil-Trokar
Conical Tipp for trap-valve trocar

Stumpfer Dorn für Klappen-Ventil-Trokar
Blunt obturator for trap door-valve trocar

Innendichtungen für Klappen-Ventil-Trokar (10 St./Beutel)
Rubber gaskets for trap-door valve trocar (10 pcs./PE-bag)

Kappendichtungen für Klappen-Ventil-Trokar (10 St./Beutel)
Rubber gaskets for trap-door valve trocar (10 pcs./PE-bag)