

NEU

Vaginalspekulum - Modell: Postmenopause




Artikelnummer: *031118-57

Produktvorteile:

Abgestimmt auf die Anatomie von Patientinnen in der Menopause.

- **Ermöglicht einen leichteren Zugang zum Muttermund bei einem Minimum an „Missempfindungen“ bei der Untersuchung.**
- **Durch die langen Spekulumblätter und die nicht konische Form wird der Scheidengang von älteren Patientinnen nur leicht gedehnt. Die Untersuchung ist bedeutend angenehmer.**

Alleinhersteller:

	<p>Bühler-Instrumente Medizintechnik GmbH Schillerstraße 41 D-78532 Tuttlingen</p>	<p>Tel. 0049-7461-9299-0 Fax 0049-7461-9299-99 e-Mail: info@buehler-instrumente.de www.buehler-instrumente.de</p>
---	--	--