

Mai 2017

## Autopsiesäge Standardmodell



**30.218.20** Oszillierende Autopsiesäge, 230 V~ 50/60 Hz und 500 Watt.


- 1 Stück **30.210.50** Sägeblatt Ø50mm
- 1 Stück **30.210.65** Sägeblatt Ø65mm
- 1 Stück **30.212.09** Sägeblatt f. Autopsie 2-seitig
- 1 Paar Gabelschlüssel **30.212.02** zum Wechseln der Sägeblätter

### Technische Daten:


<b>Artikelnummer</b>	:	<b>30.218.20</b>
Stromanschluss	:	230 V~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	:	500 Watt
Regelbereich	:	3500 bis 24000 Osz./min. lastunabhängig
Schutzklasse	:	II nach VDE 0740 bzw. BF
Gewicht	:	1.500gr.
Netzkabel Länge	:	5m, Euroflachstecker

Nach EMV und EN60601-1-1, EN60601-1-2, IEC 60601-1-1, IEC 60601-1-2

## Sägeblätter für Autopsiesägen



**30.210.50**  
Sägeblatt Ø50mm




**30.210.65**  
Sägeblatt Ø65mm




**30.212.09**  
Sägeblatt zweiseitig



**30.219.84**  
Begrenzungsscheibe exzentrisch



**30.212.05**  
Segmentsägeblatt Ø65mm,  
40mm breit (Butterfly)



**30.212.08**  
Tiefensägeblatt 20mm breit

**30.212.06**  
Tiefensägeblatt 8mm breit