

Juni 2013

TEST-FOX UNIVERSAL 2.0

Prüfgerät für Elektrochirurgie-Zubehör

– sicher – universell – praktisch –



zum Funktionstest von Kabeln, Handgriffen und Kombinationen etc.
für marktübliches Zubehör, z.B. Fabrikate:

für **Böhler**
für **Erbe**
für **Martin**

für **Berchtold**
für **Integra**
für **Aesculap**

für **Storz**
für **Valleylab**
usw.


TEST-FOX UNIVERSAL 2.0

Prüfgerät für Elektrochirurgie-Zubehör


- Sicherheit für ZSVA und OP durch funktionsgeprüftes HF-Zubehör
- Sichere und einfache Prüfung ohne Hilfsadapter
- Durchdachte nutzerfreundliche Konzeption
- Einfache Bedienung durch farbliche Kennzeichnung der Prüfbereiche
- Klare und logische Prüfschritte
- Zubehör zur einfachen Isolationsprüfung – optional, z.B. für isolierte Rohrschaftinstrumente für die Endoskopie



Prüfbereich für
monopolare Kabel und Griffe



Prüfbereich für
bipolare Anschlusskabel
und Pinzetten; Kabel für
bipolare MIC-Instrumente



Prüfbereich für
Anschlusskabel für
Neutralelektroden



Prüfbereich für
Isolationen

Art.Nr. 91.801.00

TEST-FOX UNIVERSAL 2.0 komplett mit Steckernetzteil,
Kontaktstiften Ø 2,4mm und Ø4,0mm