


September 2018

## Bühler-ErgonoMIC

Instrumenten-Kollektion für die Endoskopie

5 mm

- für eine hochpräzise OP-Technik in der M.I.C (intraoperative Technik)
- Axialgriff für leichtes, kontrolliertes Drehen, z.B. bei endoskopischen Nadelhaltern mit Hartmetall-Einlagen
- Sicherheit durch stabile Konstruktion und zuverlässige Mechanik
- perfekte Hygiene durch einfache Zerlegbarkeit
- 5 Jahre Garantie \* - Kostenersparnis durch extrem lange Lebensdauer




\* auf Material und Herstellungsfehler

Seite 1


## Bühler-ErgonoMIC

Instrumenten-Kollektion für die Endoskopie


5 mm



Höchste Präzision und zuverlässige stabile Mechanik für eine hochpräzise OP-Technik



Leichtes kontrolliertes Drehen, z.B. bei endoskopischen TC-Nadelhaltern mit Hartmetall-Einlagen



Perfekte Hygiene durch einfache Zerlegbarkeit

Seite 2

## Bühler-*ErgonoMIC*

Instrumenten-Kollektion für die Endoskopie

5 mm



Originalgröße

M: 1:1


**85.405.05**

Bühler-*ErgonoMIC* HM Nadelhalter, 5mm,  
Maulteil gerade, einfach beweglich,  
mit Hartmetall-Einlage zum  
zuverlässigen Fassen der Nadel

## Bühler-*ErgonoMIC*

Instrumenten-Kollektion für die Endoskopie

5 mm




Originalgröße

M: 1:1

**85.405.15**

Bühler-*ErgonoMIC* "kleine" Faszange, 5mm, einfach beweglich, eine sehr universelle Faszange




Originalgröße

M: 1:1

**85.405.16**

Bühler-*ErgonoMIC* "ALLIS" Faszange, 5mm, einfach beweglich, zur Verwendung bei entzündeten Organen. Die Zange ermöglicht das Greifen direkt an der Spitze des Maulteiles



Originalgröße

M: 1:1

**85.405.23**

Bühler-*ErgonoMIC* "ALLIGATOR" Faszange, 5mm, einfach beweglich, zum aggressiven Fassen

## Bühler-*ErgonoMIC*

Instrumenten-Kollektion für die Endoskopie

5 mm




Originalgröße

M: 1:1

**85.405.25**

Bühler-*ErgonoMIC* "Löffel/Biopsie" Zange, 5mm, einfach beweglich, zur Gewebebiopsie und zum Fassen von kleinen Steinen




Originalgröße

M: 1:1

**85.405.29**

Bühler-*ErgonoMIC* "Atrauma" Fasszange, 5mm, einfach beweglich, zum gewebeschonenden Greifen von Strukturen mittels einer atraumatischen De Bakey Zahnung



Originalgröße

M: 1:1

**85.405.45**

Bühler-*ErgonoMIC* "atraumatische Darmklemme", 5mm, einfach beweglich, zum gewebeschonenden Greifen von größeren Strukturen mittels einer atraumatischen De Bakey Zahnung

## **Bühler-*ErgonoMIC***

**Instrumenten-Kollektion für die Endoskopie**

**5 mm**

## **Notizen**

## Bühler-ErgonoMIC

Instrumenten-Kollektion für die Endoskopie

5 mm



**85.019.85**

Lagerungsgestell für MIC-Instrumente mit Spezialleisten zum wahlweisen Einsetzen von Instrumenten mit Ø5mm und Ø10mm, autoklavierbar, zum Einstellen in vorhandene Siebschalen




**\*960529-33**

Noppenmatte Silikon 540x240mm, blau



**88.691.05**

Siebschale Drahtgeflecht 540x255x50mm



**85.405.97** = 5mm

Mantelrohr für ErgonoMIC-Instrumente



**85.405.98** = 5mm

Überwurfmutter für ErgonoMIC-Instrumente, vergoldet

## **Bühler-ErgonoMIC**

**Instrumenten-Kollektion für die Endoskopie**

**5 mm**

### **Numerischer Index**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Seite</b>
85.019.85	7
85.405.05	3
85.405.15	4
85.405.16	4
85.405.23	4
85.405.25	5
85.405.29	5
85.405.45	5
85.405.97	7
85.405.98	7
85.691.05	7
*960529-33	7