


Oktober 2019

Bühler-*ErgonoMIC*

Saug-/Spül-Instrumente für die Minimal Invasive Chirurgie


- alle Rohrvariationen kombinierbar
- blendfreies Arbeiten durch mattierte Rohre
- einfaches Zerlegen durch vergoldete Schrauben
- universeller, interdisziplinärer Einsatz (z.B. Thoraxchirurgie, Urologie, Laparoskopie)
- erprobtes und bewährtes Design



Bühler-ErgonoMIC

10 mm

Saug-/Spül-Instrumente für die Minimal Invasive Chirurgie



85.953.23

ErgonoMIC Saug-/Spül-Ventilgriff Ø10mm,
Luer-Lock Spülanschluss



85.953.21

ErgonoMIC Saug-/Spül-Ventilgriff Ø10mm,
konischer Spülanschluss


Zuordnungsmatrix – alle Rohrvariationen kombinierbar (X = standard/ x = optional)

Saug-/Spül-Ventil	85.953.34 = Ø 5,0mm	85.953.35 = Ø 5,0mm	85.953.36 = Ø 5,0mm	85.953.37 = Ø 5,0mm	85.953.38 = Ø 5,0mm	85.953.44 = Ø 5,0mm	85.953.50 = Ø 5,0mm	85.953.45 = Ø 3,0mm	85.953.33 = Ø 10,0mm	85.953.39 = Ø 10,0mm	85.953.32 = Ø 10,0mm	85.953.65 = Ø 10,0mm
85.953.21	x	X	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x
85.953.23	x	X	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x


Bühler-ErgonoMIC

3 mm + 5 mm


Saug-/Spül-Rohre für die Minimal Invasive Chirurgie




85.953.34 ErgonoMIC POOLE Ø 5mm x 330mm, 8 x 5




85.953.35 ErgonoMIC Ø 5mm x 330mm, 4 x 4




85.953.36 ErgonoMIC Ø 5mm x 330mm, 4 x 1




85.953.37 ErgonoMIC Hydro-Dissect Ø 5mm




85.953.38 ErgonoMIC PUNCTION Ø 5mm, Ø1,2 x 21mm



85.953.44 ErgonoMIC Ø 5mm x 450mm, 4 x 4



85.953.50 ErgonoMIC Ø 5mm x 500mm, 4 x 4




85.953.45 ErgonoMIC Ø 3mm x 330mm, 4 x 1


Bühler-ErgonoMIC

Saug-/Spül-Rohre für die Minimal Invasive Chirurgie


10 mm




85.953.33 ErgonoMIC POOLE Ø 10mm x 330mm



85.953.39 ErgonoMIC Ø 10mm x 330mm, 6 x 4




85.953.32 ErgonoMIC Ø 10mm x 250mm, 6 x 4




85.953.65 ErgonoMIC Ø 10mm x 295mm, 6 x 4

Ersatzteile:



85.953.00
O-Ring für 85.953.3X → 85.953.6X, 10 St./Beutel




85.953.19
Schraubkappe **gold** für 85.953.21/-23 mit Spiralfeder

Bühler-ErgonoMIC

5 mm

Saug-/Spül-Instrumente für die Minimal Invasive Chirurgie



85.953.25

ErgonoMIC Saug-/Spül-Ventilgriff Ø5mm,
Luer-Lock Spülanschluss



85.953.24

ErgonoMIC Saug-/Spül-Ventilgriff Ø5mm,
konischer Spülanschluss


Zuordnungsmatrix – alle Rohrvariationen kombinierbar (X = standard/ x = optional)

Saug-/Spül-Ventil	85.953.34 = Ø 5,0mm	85.953.35 = Ø 5,0mm	85.953.36 = Ø 5,0mm	85.953.37 = Ø 5,0mm	85.953.38 = Ø 5,0mm	85.953.44 = Ø 5,0mm	85.953.50 = Ø 5,0mm	85.953.45 = Ø 3,0mm	85.953.33 = Ø 10,0mm
85.953.24	x	X	x	x	x	x	x	x	x
85.953.25	x	X	x	x	x	x	x	x	x


Bühler-ErgonoMIC

3 mm + 5 mm


Saug-/Spül-Rohre für die Minimal Invasive Chirurgie




85.953.34 ErgonoMIC POOLE Ø 5mm x 330mm, 8 x 5




85.953.35 ErgonoMIC Ø 5mm x 330mm, 4 x 4




85.953.36 ErgonoMIC Ø 5mm x 330mm, 4 x 1




85.953.37 ErgonoMIC Hydro-Dissect Ø 5mm




85.953.38 ErgonoMIC PUNCTION Ø 5mm, Ø1,2 x 21mm



85.953.44 ErgonoMIC Ø 5mm x 450mm, 4 x 4



85.953.50 ErgonoMIC Ø 5mm x 500mm, 4 x 4




85.953.45 ErgonoMIC Ø 3mm x 330mm, 4 x 1

Bühler-*ErgonoMIC*


10 mm

Saug-/Spül-Instrumente für die Minimal Invasive Chirurgie




85.953.33 ErgonoMIC POOLE Ø 10mm x 330mm,

Ersatzteile:



85.953.00

O-Ring für 85.953.3X → 85.953.6X, 10 St./Beutel



85.953.18

Schraubkappe **gold** für 85.953.24/-25 mit Spiralfeder

Bühler-*ErgonoMIC*

Saug-/Spül-Instrumente für die Minimal Invasive Chirurgie

Numerischer Index

Art.-Nr.	Seite
85.953.00	4, 7
85.953.18	7
85.953.19	4
85.953.21	2
85.953.23	2
85.953.24	5
85.953.25	5
85.953.32	4
85.953.33	4, 7
85.953.34	3, 6
85.953.35	3, 6
85.953.36	3, 6
85.953.37	3, 6
85.953.38	3, 6
85.953.39	4
85.953.44	3, 6
85.953.45	3, 6
85.953.50	3, 6
85.953.65	4