

April 2020

Fingerringsäge mit diamantiertem Sägeblatt

Unsere Fingerringsäge mit diamantiertem Sägeblatt ermöglicht es Fingerringe aus Gold und Silber leicht und schnell zu durchtrennen. Ausgestattet mit einem speziell beschichteten (diamantierten) Sägeblatt ist sie **auch für Fingerringe aus Edelstahl**, also rostfreien Stählen, bestens geeignet.



Art.Nr. *100706-33

Der ergonomisch ausgestaltete Handgriff sorgt für beste Kraftübertragung auf das diamantierte Sägeblatt.

Das Instrument ist aus hochgehärtetem chirurgischem Edelstahl gefertigt.

Die breit ausgeprägten Flügel des Sägeblattedrehgriffes ermöglichen ebenso eine hohe Kraftübertragung.


Die Drehrichtung des Sägeblattes ist unübersehbar mit einem großen Pfeil angegeben.

Ein ideales Werkzeug zur Fingerringentfernung nicht nur für die Notfallambulanz, sondern unentbehrlich auch für jeden Juwelier.

April 2020

Fingerringsäge mit diamantiertem Sägeblatt

Säge auseinandergebaut:



Großaufnahme des diamantiertes Sägeblatt:

