



Juni 2019

Monopolar-Pinzetten, isoliert

Mit einem Instrument:




**Monopolar-Pinzetten, isoliert,
blankes Ende, anatomisch**




Art.Nr.	Länge
90.760.18	18,0 cm
90.760.21	21,0 cm
90.760.24	24,5 cm
90.760.30	30,0 cm

Ab sofort auch in diesen Farben
erhältlich:




Bitte geben Sie zusätzlich zur Artikelnummer den jeweiligen Farbcode (z.B. 90.760.18 Y) an.

**Monopolar-Pinzetten, isoliert,
blankes Ende, chirurgisch 1x2 Zähne**





Art.Nr.	Länge
90.762.18	18,0 cm
90.762.21	21,0 cm
90.762.24	24,5 cm
90.762.30	30,0 cm



Ab sofort auch in diesen Farben erhältlich:





Bitte geben Sie zusätzlich zur Artikelnummer den jeweiligen Farbcode (z.B. 90.762.18 Y) an.

Monopolar-Pinzetten, isoliert, blankes Ende, DeBakey atraumatisch




Art.Nr.	Länge	Maul	Detailabbildung
90.768.21	21,0 cm	2,0 mm	
90.768.24	24,5 cm	2,0 mm	
90.768.30	30,0 cm	2,8 mm	

**Monopolar-Pinzetten, isoliert, blankes Ende,
Geraldform
anatomisch und chirurgisch 1x2 Zähne**





Art.Nr.	Länge
90.764.18 (solange Vorrat)	18,0 cm



Art.Nr.	Länge
90.766.18	18,0 cm



Monopolar-Pinzetten, isoliert, 4mm Stecker, anatomisch



Art.Nr.	Länge
90.770.18	18,0 cm
90.770.21	21,0 cm
90.770.24	24,5 cm

Kabel für Monopolar-Pinzetten  Seite 9



**Monopolar-Pinzetten, isoliert,
4mm Stecker, chirurgisch 1x2 Zähne**



Art.Nr.	Länge
90.772.21	21,0 cm
90.772.24	24,5 cm

Kabel für Monopolar-Pinzetten  Seite 9


**Monopolar-Pinzetten, isoliert,
4mm Stecker, anatomisch konisch**








Art.Nr.	Länge
90.763.21	21,0 cm


Kabel für Monopolar-Pinzetten  Seite 9

Kabel für Monopolar-Pinzetten mit 4mm Stecker




HF-Gerät	Artikelnummer / Länge	Instrument
Erbe ACC / ICC 	90.281.53 = 3 m	
	90.281.55 = 5 m	
Martin, Berchtold, Aesculap, Erbe-T-Modell 	90.280.35 = 3 m	
	90.280.55 = 5 m	
Martin, Berchtold, Aesculap, geschützt 	90.280.25 = 5 m	
Valleylab Erbe international 	90.280.39 = 3 m	
	90.280.40 = 5 m	

Monopolar-Pinzetten, isoliert, 4mm Buchse, anatomisch und chirurgisch 1x2 Zähne




Aktivierung durch Kabel
und Fußschalter



anatomisch

Art.Nr.	Länge
90.774.18 (solange Vorrat)	18,0 cm
90.774.21 (solange Vorrat)	21,0 cm
90.774.24 (solange Vorrat)	24,5 cm








chirurgisch 1x2 Zähne

Art.Nr.	Länge
90.776.21 (solange Vorrat)	21,0 cm
90.776.24 (solange Vorrat)	24,5 cm

Kabel für Monopolar-Pinzetten  Seite 11

Kabel für Monopolar-Pinzetten mit 4mm Buchse




HF-Gerät	Artikelnummer / Länge	Instrument
Erbe ACC / ICC 	90.280.84 = 3.5 m	
Martin, Berchtold, Aesculap, Erbe-T-Modell 	90.288.01 = 3.5 m	
Valleylab Erbe international 	90.280.90 = 3.5 m	

Numerischer Index

Art.Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
90.280.25	9	90.762.30	3
90.280.35	9	90.763.21	8
90.280.39	9	90.764.18	5
90.280.40	9	90.766.18	5
90.280.55	9	90.768.21	4
90.280.84	11	90.768.24	4
90.280.90	11	90.768.30	4
90.281.53	9	90.770.18	6
90.281.55	9	90.770.21	6
90.288.01	11	90.770.24	6
90.760.18	2	90.772.21	7
90.760.21	2	90.772.24	7
90.760.24	2	90.774.18	10
90.760.30	2	90.774.21	10
90.762.18	3	90.774.24	10
90.762.21	3	90.776.21	10
90.762.24	3	90.776.24	10



= Verpackungseinheit



= Temperatur zur
Reinigung im RDG



= maximale elektrische
Belastbarkeit



= Temperatur zur
Sterilisation im
Autoklaven